

GUMKI POLERSKIE EDENTA

GUMKI NA TRZYMADEŁKACH DO WTÓRNEGO POLEROWANIA PRAC AKRYLOWYCH



CENA 7,50 zł/szt.

CENA 7,50 zł/szt.

CENA 7,50 zł/szt.

SILIKONOWE GUMKI NA TRZYMADEŁKACH
DO WTÓRNEGO POLEROWANIA AKRYLU
KOLOR: SZARE (średnia ziarnistość)
MAKSYMALNA LICZBA OBROTÓW: 10 000 - 15 000 obr/min

	24,5	18,0	20,0
	100	110	110
nr zam.	0664HP	0665HP	0666HP

GUMKI NA TRZYMADEŁKACH DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA PRAC AKRYLOWYCH



CENA 7,50 zł/szt.

CENA 7,50 zł/szt.

CENA 7,50 zł/szt.

SILIKONOWE GUMKI NA TRZYMADEŁKACH
DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA AKRYLU
KOLOR: ŻÓLTE (drobna ziarnistość)
MAKSYMALNA LICZBA OBROTÓW: 5 000 - 7 000 obr/min

	24,5	18,0	20,0
	100	110	110
nr zam.	0654HP	0655HP	0656HP

GUMKI SILIKONOWE NA TRZYMADEŁKACH DO OSTATECZNEGO POLEROWANIA PRAC AKRYLOWYCH



GUMKI SILIKONOWE DO OSTATECZNEGO NABŁYSZCZANIA
KOLOR: NIEBIESKIE
MAKSYMALNA LICZBA OBROTÓW: 10 000 - 15 000 obr/min

CENA 10,50 zł/szt.

	24,5
	100
nr zam.	0644HP

MANDRELKI



Ø 3 mm



Ø 2 mm

vernickelt
nick-plated
avec franges renforcées

	22,0	22,0	3,0	3,0	13,0	12,0
	030	020	050	050	050	023
nr zam.	1101UM	11007HP	4001HP	4007HP	4004	4017HP

Mandrelka do gumek
o średnicy 3 mmMandrelka do gumek
o średnicy 2 mmMandrelka z dokrętką
do gumek - krążkówMandrelka z dokrętką
ze wzmocnieniemMandrelka spiralne dp
gumek - walcówMandrelka spiralne
ze śrubką

CENA 15,00 zł/szt.

CENA 15,00 zł/szt.

CENA 3,70 zł/szt.

CENA 3,70 zł/szt.

CENA 1,80 zł/szt.

CENA 1,80 zł/szt.