

**Klamry typu Anker, SCHEU DENTAL**

grubość : 0,6 - 1,2 mm


**18,90 zł**  
za 10 szt.
**Klamry typu Adamsa, SCHEU DENTAL**

grubość : 0,7 mm

rozstaw : 6 - 11 mm


**14,90 zł**  
za 10 szt.
**Drut na klamry, SCHEU DENTAL**

chromowy, twardy

długość : 10 - 50 m (w zależności od grubości)

grubość : 0,5 - 1,2 mm


**54,90 zł**
**Drut na klamry, SCHEU DENTAL**

sprężysto - twardy

długość : 10 - 50 m (w zależności od grubości)

grubość : 0,5 - 1,2 mm


**54,90 zł**
**Wironit, drut na klamry, BEGO**

ze stali szlachetnej, sprężysto - twardy, okrągły

długość : 10 - 40 m (w zależności od grubości)

grubość : 0,6 - 1,0 mm


**53,90 zł**
**Wironit, drut na klamry, BEGO**

ze stali szlachetnej, sprężysto - twardy, półokrągły

długość : 10 m

0,65 x 1,30 mm

0,75 x 1,50 mm


**53,90 zł**
**Wirotom, drut na klamry, BEGO**

kobaltowo - chromowo - nikłowy

półtwardy, bardzo sprężysty

długość : 4 m

grubość : 1,2 mm


**129,00 zł**
**Cetron, SCHEU DENTAL**

proszek do czyszczenia szyn i aparatów ortodontycznych


**22,00 zł**  
za 5 torebek  
**94,00 zł**  
za 25 torebek  
**760,00 zł**  
za 250 torebek

**Vector 90 , SCHEU DENTAL**  
śruba ekspansyjna ( mini ) \* typu Fischera  
do żuchwy



**96,00 zł**  
za 10 szt.

\* - Występują również w innych wielkościach

**Vector 400, SCHEU DENTAL**  
sektorowa śruba ekspansyjna \*



**109,00 zł**  
za 10 szt.

\* - Dostępne również w innych wielkościach

**Vector 500, SCHEU DENTAL**  
śruba trakcyjna do zamykania przestrzeni międzyzębowych \*



**164,00 zł**  
za 10 szt.

\* - Występują również w innych wielkościach

**Vector 600, SCHEU DENTAL**  
podniebienna śruba ekspansyjna, typu Hyrax



**64,00 zł**  
za 1 szt.  
**560,00 zł**  
za 10 szt.

\* - Dostępne również w innych wielkościach

**Vector 720, SCHEU DENTAL**  
śruba 3-kierunkowa, typu Bertoni \*



**99,00 zł**  
za 2 szt.

\* - Dostępne również w innych wielkościach

**Kleszce , SCHEU DENTAL**  
kleszce typu Clear Aligner 1



**790,00 zł**

**Kleszce , SCHEU DENTAL**  
kleszce typu Clear Aligner 2



**790,00 zł**

**Kleszce , SCHEU DENTAL**  
kleszce typu Clear Aligner 3



**790,00 zł**

### Duran, SCHEU DENTAL

folia twardo - elastyczna, transparentna  
1,0 x 125 mm \*



57,00 zł  
za 10 szt.  
489,00 zł  
za 100 szt.

\* - Występują również w grubościach 0,5 do 3 mm, okrągłe o średnicy 120 mm i kwadratowe 125 x 125 mm

### Imprelon S, SCHEU DENTAL

folia niełamiwa, odporna na ścieranie  
1,0 x 125 mm \*



105,00 zł  
za 10 szt.  
940,00 zł  
za 100 szt.

### Bioplast, SCHEU DENTAL

folia miękka, elastyczna  
1,0 x 125 mm \*




52,50 zł  
za 10 szt.  
449,00 zł  
za 100 szt.

\* - Występuje również w grubościach 1,0 do 5,0 mm, okrągłe o średnicy 120 mm i kwadratowe 125 x 125 mm

### Biocryl C, SCHEU DENTAL

płytki akrylowe, przezroczyste i kolorowe  
2,0 x 125 mm\*



96,00 zł  
za 10 szt.

\* - Występuje również w grubościach 1,5 mm (przezroczysta) i 3 mm (przezroczysta i kolorowe)

### Brux Checker, SCHEU DENTAL

folia diagnostyczna do rejestracji wad zgryzu  
0,1 x 125 mm



149,00 zł  
za 10 szt.

### Blue Blokker, SCHEU DENTAL

materiał światłoutwardzalny do szyn wybielających i Set-Up



132,00 zł  
(4 x 1,5g).

### Ministar S, SCHEU DENTAL

urządzenie do termoformowania ciśnieniowego  
ciśnienie robocze: 0,5 - 3 bar



6300,00 zł

5 folii oraz kurs wykonywania 2 typów prac  
**GRATIS!**

### Biostar, SCHEU DENTAL

urządzenie do termoformowania ciśnieniowego  
ciśnienie robocze: 0,5 - 6 bar



11 000,00 zł

5 folii oraz kurs wykonywania 2 typów prac  
**GRATIS!**

**Orthoplast, VERTEX DENTAL**  
akryl samopolimeryzujący do wykonywania  
aparatów ortodontycznych



**229,00 zł**  
proszek 1 kg  
+ płyn 500 ml


**Płyn koloryzujący, VERTEX DENTAL**  
płyn koloryzujący do aparatów ortodontycznych



**45,00 zł**  
za 250 ml  
**990,00 zł**  
za 12 500 ml

**TAP - T, SCHEU DENTAL**

Zestaw do wykonywania aparatów przeciw chrapaniu \*



W skład zestawu wchodzi:

- śruba protruzyjna
- klucz imbusowy (1 szt.)
- Trainer (2 szt.)
- pudełko (1 szt.)
- Cetron (5 torebek)

**499,00 zł**  
za 1 komplet.

\* - tylko dla pracowni przeszkolonych w zakresie wykonywania aparatów

**Top Dur, MM DENTAL**

gips ortodontyczny klasy III  
kolory : biały, niebieski



**119,00 zł**  
za 25 kg.

**Top Stone 3, MM DENTAL**

gips ortodontyczny klasy IV  
kolor : biały



**225,00 zł**  
za 25 kg  
**49,00 zł**  
za 4 kg

**Top Flow, MM DENTAL**

gips klasy IV , na podstawy modeli  
kolor : morelowy, żółty



**190,00 zł**  
za 25 kg  
**45,00 zł**  
za 4 kg

zapewniamy uruchomienie sprzętu do techniki termoformowania

organizujemy kursy wykonywania prac ortodontycznych techniką termoformowania ciśnieniowego

organizujemy kursy wykonywania aparatów przeciw chrapaniu (TAP-T)

[www.dental.pl](http://www.dental.pl)