



WYKONYWANIE MODELI

1 Wykonywanie modeli**Nazwa urządzenia**

Silosy do gipsu	_____	WGS-25 T/ -25 W
Wagi dozujące	_____	DSW-2/ -2/4 K
Mieszadła próżniowe	_____	Wamix-Comfort Plus/ -Comfort
Mieszadła próżniowe	_____	Wamix-Classic/ -Injector
Wibrator	_____	KV-16/ -26 / -26 plus/ -36 / -56
Obcinarka do modeli	_____	HSS-99
Obcinarka do modeli	_____	HSS-88
Obcinarka do modeli	_____	HSS-AZ/ -ZA
Tarcze do obcinarek		

● SILOS DO GISPU WGS-25 T oraz WGS-25 W

Silos z momentem obrotowym



WGS-25 T

Technische Informationen

Ob als Wand- oder Tischmodell: mit den WGS-Silos bewahren Sie Gipse, Einbettmassen und Bimpulver trocken und vor Verunreinigung geschützt auf. Die elektronische Rüttelvorrichtung mit ihrer innovativen Frequenzsteuerung sorgt für eine steuerbare und gleichmäßige Abgabe aller verwendeten Materialien ohne jegliche Klumpenbildung. Die WGS verfügen mit ihrer speziellen Kippmöglichkeit um 180° noch über ein weiteres echtes Highlight. Denn durch sie lässt sich der Vorratsbehälter besonders leicht entnehmen und mit sehr geringem Kraftaufwand neu befüllen.

- durchdachtes Silo für alle Gipse, Einbettmassen und Bimpulver
- Feinsteuerung des Materialflusses durch variable Rüttelintensität
- Kippmöglichkeit um 180° für leichte Befüllung bei geringem Kraftaufwand
- besonders robuste Stahlkonstruktion
- kratzfeste Kunststoffpulverbeschichtung für leichte Reinigung
- perfekt abgestimmt auf den Einsatz mit den Wassermann Dosierwaagen DSW-2 oder DSW-2/4 K

• Dane techniczne i dodatki

WGS-25 T	Artikel Nr.: 166998
WGS-25 W	Artikel Nr.: 166999*
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A
Leistung	70 W
Maße B x H x T / max. T.	445 x 1065 x 400 mm / max. 790 mm 445 x 910 x 400 mm / max. 790 mm *
Gewicht	43,6 kg
	37,8 kg*
Schallpegel	≤ 70 dB(A)

Lieferumfang	Artikel Nr.:
25 kg Vorratsbehälter	---
Zubehör	Artikel Nr.:
25 kg Vorratsbehälter mit Deckel	390030

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



WGS-25 T



WGS-25 W

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- einzigartiges Silo für alle gängigen Materialien
- variable Rüttelintensität für optimale Feinsteuerung
- kraftsparende Befüllung durch speziellen Kippmechanismus
- robust, kratzfest und leicht zu reinigen
- optimal in Kombination mit den Wassermann Dosierwaagen DSW-2 und DSW-2/4 K

www.wassermann-dental.com

WAGI DOZUJĄCE DSW-2/4 K oraz DSW-2

Precyzja dla każdego laboratorium



DSW-2/4 K



DSW-2

Technische Informationen

Für Präzisionsmischungen unverzichtbar: Mit den Dosierwaagen DSW-2/4 K bzw. DSW-2 werden exakte Mischverhältnisse und reproduzierbare Arbeitsergebnisse zum Kinderspiel. Beide Geräte eignen sich zum Anmischen aller gängigen Gipse und Einbettmassen, garantieren gleichbleibende Mischverhältnisse und sichern so konstante Qualität. Nach Abwiegen der Pulvermenge wird die benötigte Flüssigkeitsmenge automatisch zugeführt. Alle Pumpen können einzeln gesteuert, zusätzlich auch bis zu 30 Mischungsverhältnisse abgespeichert werden. Die DSW-2/4 K verfügt zusätzlich über ein spezielles Kühlsystem, mit dem das Liquid konstant auf die eingestellte Gradzahl gekühlt wird (17°C, 19°C oder 21°C).

- Präzisionswaagen für die moderne Dosier- und Wiegetechnik
- zum Anmischen aller gängigen Gipse und Einbettmassen
- DSW-2/4 K: serienmäßig mit 4 Pumpen gekühlt, Aufrüstung um 2 Pumpen ungekühlt möglich.
DSW-2: serienmäßig mit 1 Pumpe ungekühlt, Aufrüstung um 5 Pumpen ungekühlt möglich
- Speicherung von bis zu 30 Mischungsverhältnissen
- große und deutliche LED-Anzeige
- Wiegetell aus hochwertigem VA-Stahl

• Dane techniczne i dodatki

DSW-2/4 K DSW-2	Artikel Nr.: 172989 Artikel Nr.: 172988*
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,7 A, 0,5 A*
Leistung	100 W, 75 W*
Maße B x H x T	210 x 470 x 410 mm
Gewicht	17,5 kg 13,0 kg*
Wiegebereich	min. = 5 g, max. = 6000 g, min. Dosiermenge (e) = 2 g
Wiegegenauigkeit	+/- 0,5 g
Temperatureinsatzbereich	5 - 35 °C
Temperaturbereiche Kühlsystem (DSW-2/4 K)	17°C, 19°C, 21°C

*Andere Spannungen auf Anfrage

Lieferumfang	Artikel Nr.:
DSW-2/4 K mit 4 Pumpen gekühlt	172989
DSW-2 mit 1 Pumpe ungekühlt	172988
Zubehör	Artikel Nr.:
Aufrüstung um eine Pumpe ungekühlt	172299

Technische Änderungen vorbehalten



Dosierwaage DSW-2/4 K

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- konstante Mischverhältnisse von Pulver und Flüssigkeiten
- Präzisionswaage: Wiegegenauigkeit +/- 0,5 g, maximale Belastung 6 kg
- Kühlsystem mit 3 Temperaturbereichen (DSW-2/4 K)
- vielseitig programmier- und erweiterbar
- extrem widerstandsfähige und leicht zu reinigende Gehäuse, kunststoffpulverbeschichtet

www.wassermann-dental.com

MIESZADŁA PRÓŻNIOWE WAMIX-COMFORT PLUS oraz WAMIX-COMFORT



Wamix-Comfort Plus mit Zubehör Tischstativ



Wamix-Comfort mit Zubehör Tischstativ

Technische Informationen

Anrühren mit Köpfchen: Im Wamix-Comfort und Wamix-Comfort Plus verbinden sich innovative Technik und leistungsstarke Komponenten zu einem Vakuum-Anrührgerät für höchste Ansprüche. Bei kompakten Abmessungen garantieren der kraftvolle und wartungsfreie Rührmotor und die Hochleistungs-Motorpumpe, für höchste Vakuumerzeugung bis 985 mbar, ein perfektes, blasenfreies Anmischen von Gips, Einbettmasse oder Silikon. Die bedienerfreundliche Menüführung erlaubt reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung. Beide Geräte sind baugleich; das Wamix-Comfort Plus verfügt zusätzlich über eine Drehzahlsteuerung und einen serienmäßigen Becherhalter für vakuumfreies Vorspateln/Rühren.

- durchdachte und kompakte Vakuum-Anrührgeräte mit kraftvollem, wartungsfreiem Rührmotor
- perfekte Anmischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikon
- bedienungsfreundliche elektronische Menüführung mit vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten
- höchste Vakuumerzeugung bis 985 mbar durch leistungsstarke und verschleißfreie Motorpumpe
- akustisches Signal bei Programmende
- Mischzeit bis 4 Minuten einstellbar
- Becher wird erst nach Betätigung des Ein-/Ausschalters belüftet
- getrennter Antrieb von Motor und Pumpe
- beleuchtetes LED-Display und Logo

● Dane techniczne i dodatki

Wamix-Comfort Plus	Artikel Nr.: 171989
Wamix-Comfort	Artikel Nr.: 171988*
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,2 A (Si 2,0 A)
Leistung	225 W
Maße B x H x T inkl. Wandhalter ohne Becherhalter	225 x 365 x 408 mm
Maße B x H x T inkl. Wandhalter*	205 x 365 x 408 mm *
Maße B x H x T inkl. Wand- und Becherhalter	225 x 610 x 408 mm
Gewicht	19,0 kg, 17,6 kg*
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	200–600 min ⁻¹ in 50 min ⁻¹ Schritten 380 min ⁻¹ *
Vakuum	ca. 985 mbar regelbar ca. 985 mbar*
Mischzeit	bis 240 Sek. einstellbar
Schutzklasse	IP 22

*Andere Spannungen auf Anfrage

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Wandhalter	171766
Befestigungssel	171290
Zubehör	Artikel Nr.:
Tischstativ	171760
Becher extra klein kpl. 75 ml (nicht f. Wamix-Comfort Plus)	171295
Becher klein kpl. 200 ml	171230
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Becher groß kpl. 600 ml	171237
Becher extra groß kpl. 1000 ml (nicht f. Wamix-Comfort Plus)	171269

Technische Änderungen vorbehalten



Wamix-Comfort Plus



1. 1000 ml, 2. 600 + 350 ml, 3. 75 ml + 200 ml

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- durchdachte Vakuum-Anrührgeräte für den gehobenen Anspruch
- blasenfreies Anmischen von Gipsen, Einbettmassen und Sillkone
- reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung von Zeit, Drehzahl und Vakuumhöhe
- wartungsarme Technik, einfache Reinigung
- Mischbecher 350 ml und Wandhalter im Lieferumfang enthalten, Tischstativ sowie weitere Bechergrößen als Zubehör erhältlich

www.wassermann-dental.com

● MIESZADŁA PRÓŻNIOWE WAMIX-CLASSIC oraz WAMIX-INJECTOR

Po prostu miesza!



Wamix-Classic mit Zubehör Tischstativ



Wamix-Injector mit Zubehör Tischstativ

Technische Informationen

Kraftvoll, kompakt und innovativ: Das Wamix-Injector und das Wamix-Classic ermöglichen den günstigen Einstieg in die Welt der Vakuum-Anrührtechnik. Der wartungsfreie Rührmotor garantiert perfekte und blasenfreie Anmischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonem. Beim Wamix-Injector überzeugt der leistungsstarke, ölfreie Vakuumerzeuger mit seinem hohen Wirkungsgrad, beim Wamix-Classic die bewährte und verschleißfreie Motorpumpe. Der Anrührvorgang startet bei beiden Geräten mit nur einem Tastendruck, die Mischzeit ist bis 4 Minuten einstellbar. Damit bilden Wamix-Injector und Wamix-Classic die perfekte Lösung für das zahntechnische Labor.

- kompakte Vakuum-Anrührgeräte mit kraftvollem, wartungsfreiem Rührmotor
- perfekte Anmischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonem
- Starten des Anrührvorganges mit nur einem Tastendruck; automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers
- akustisches Signal bei Programmende
- Mischzeit bis 4 Minuten einstellbar
- Belüftung des Bechers erst nach Betätigung des Ein-/Ausschalters
- getrennter Antrieb von Motor und Pumpe
- einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen
- Mischbecher 350 ml und Wandhalter im Lieferumfang enthalten, Tischstativ sowie weitere Bechergrößen als Sonderzubehör erhältlich

• Dane techniczne i dodatki

Wamix-Classic	Artikel Nr.: 171987
Wamix-Injector	Artikel Nr.: 171986*
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,0 A (Si 2,0 A), 0,5 A (Si 2,0 A)*
Leistung	150 W, 95 W*
Maße B x H x T	205 x 365 x 318 mm
Gewicht	14,8 kg, 12,5 kg*
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	380 min ⁻¹
Vakuum	ca. 950 mbar
Mischzeit	bis 240 Sek. einstellbar
Schutzklasse	IP 22
Druckluftanschluss Wamix-Injector	min. 5 bar*

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Wandhalter	171766
Befestigungssel	171290
PVC-Schlauch Ø 8 x 6 Gewebe (blau), 2 m*	320026
Zubehör	Artikel Nr.:
Tischstativ	171760
Becher extra klein kpl. 75 ml	171295
Becher klein kpl. 200 ml	171230
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Becher groß kpl. 600 ml	171237
Becher extra groß kpl. 1000 ml	171269
PVC-Schlauch Ø 8 x 6 Gewebe (blau), per lfd. Meter*	320026
Vakuum-Wässerungsbecher 600 ml	171275

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Wamix-Injector mit Wandhalter



Wamix-Classic mit Wandhalter



1. 1000 ml, 2. 600 + 350 ml, 3. 75 ml + 200 ml

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompakte Geräte für den wirtschaftlichen Einstieg in die Vakuum-Anrühr-Technik
- blasenfreies Anmischen von Gipsen, Einbettmassen und Silikonem
- bedienerfreundliche Anwendung, Starten des Anrührvorganges mit nur einem Tastendruck
- wartungsarme Technik, einfache Reinigung
- Mischbecher 350 ml und Wandhalter im Lieferumfang enthalten, Tischstativ sowie weitere Bechergrößen als Zubehör erhältlich

www.wassermann-dental.com

● **WIBRATORY KV-16 / KV-26**
KV-26 plus / KV-36 oraz KV-56



KV-16, KV-26 plus, KV-36



KV-26

Technische Informationen

Sie sind echte Siegertypen – massiv, stark und standfest. Die kräftigen Power-Rüttler von Wassermann bieten für jeden Anspruch die passende Lösung. Gleichmäßige Rüttelintensität über den gesamten Rütteltisch ist dabei ebenso garantiert wie eine in diesem Bereich einzigartige Schwingungsintensität durch die zentral angeordneten Schwingmagnete und höchste Präzision in der Fertigung. Alle Geräte sind selbstverständlich für den Dauerbetrieb ausgelegt und von 3000 auf 6000 Schwingungen umschaltbar – zum Teil mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität.

- extrem kräftige Rüttler für gleichmäßiges und blasenfreies Einrütteln
- einzigartige Schwingungsintensität durch höchste Fertigungs-Präzision
- umschaltbar von 3000 auf 6000 Schw./min. geräteabhängig zum Teil mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität
- gleichmäßige Rüttelintensität über den ganzen Tisch durch zentral angeordnete und für die Dauerbelastung ausgelegte Schwingmagnete
- Gummiauflagen abnehm- und abwaschbar
- alle Geräte linksseitig mit Edelstahl-Bügel
- Wandhalterung optional erhältlich

• Dane technische i dodatki

KV-16	Artikel Nr.: 169998
KV-26	Artikel Nr.: 169996*
KV-26 plus	Artikel Nr.: 169992**
KV-36	Artikel Nr.: 169999***
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A, 0,6 A***
Leistung	70 W, 130 W***
Maße B x H x T	145 x 140 x 130 mm 225 x 135 x 130 mm**/** 310 x 170 x 205 mm***
Gewicht	4,8 kg, 5,1 kg**/**, 10,8 kg***
Schallpegel	≤ 66 dB(A)
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. (stufenlos regelbar **/***)
Tischmaße	130 x 130 mm, 210 x 130 mm**/** 295 x 205 mm***

*Andere Spannungen auf Anfrage

KV-56	Artikel Nr.: 169997
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,3 A
Leistung	282 W
Maße B x H x T	445 x 187 x 286 mm
Gewicht	18,6 Kg
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. (stufenlos regelbar)
Tischmaße	430 x 286 mm

Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Gummiauflage KV-16	169201
Ersatz-Gummiauflage KV-26 / KV-26 plus	169101
Ersatz-Gummiauflage KV-36	169010
Ersatz-Gummiauflage KV-56	169510
Wandhalter (nicht für KV-56)	169070

Technische Änderungen vorbehalten



KV-56



Wandhalter

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- starke Rüttler in diversen Ausführungen
- für gleichmäßiges und blasenfreies Einrütteln
- z.T. stufenlos regelbare Rüttelintensität
- für Dauerbelastung ausgelegt
- extrem widerstandsfähige Gehäuse, kunststoffpulverbeschichtet
- hohes Eigengewicht für absolute Standfestigkeit

www.wassermann-dental.com

● OBCINARKA DO GIPSU HSS-99

Moc do wszystkich przypadków



HSS-99 mit KFO-Sonderzubehör

Technische Informationen

Leistungsstark, innovativ der HSS-99 steht für High-End-Technik und vielseitige, effiziente Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem durchzugs- und drehmomentstarken 1200-Watt-Motor eignet er sich selbst für härteste Gipsarten. Dabei erlauben seine besonders großzügige Schleifscheibe und der optimierte Arbeitsausschnitt auch das Bearbeiten großförmiger Modelle. Das Spitzenmodell aus der Gipstrimmer-Palette von Wassermann ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Entwicklung auf der Basis vielfältiger Gespräche mit Labor und Praxis. Das Ergebnis: Perfektion bis ins Detail.

- volldiamantierte Schleifscheibe für seidig glatte und gerade Modellflächen
- höchste Schleifgeschwindigkeit mit 3000 min⁻¹
- extrem leistungsstarker und wartungsfreier 1200-Watt-Motor mit hohem Wirkungsgrad, spritzwassergeschützt nach IP 54
- optimale Wassersteuerung durch verstellbaren Kugelhahn und Magnetventil
- extra großer Arbeitsausschnitt von 12,5 x 16,0 cm
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung

● Dane techniczne i dodatki

HSS-99 ohne Schleifscheibe	Artikel Nr.: 164999
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	5,5 A
Leistung	1200 W
Maße B x H x T	400 x 430 x 470 mm
Gewicht	33,0 kg
Schallpegel	65 dB(A)
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Betriebsart	S6-40 %
Tischmaß vorstehend	160 mm
HSS-99 inkl. Schleifscheibe	Artikel Nr.:
inkl. Diamantschleifscheibe	164998

*Andere Spannungen auf Anfrage

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Schrägauflage	164037
Zufusschlauch 1m	320006
Abflussschlauch 1m	320017
Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Diamantschleifscheibe inkl. Abzieher und Fett	164063
Schleifvorrichtung KMS nach B.E.G.G.	164080
Richtlicht GTE	164081
Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	168082
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abzieher für Schleifscheiben- wechsel	164026

Technische Änderungen vorbehalten



HSS-99 mit Schrägauflage



HSS-99 mit KFO-Sonderzubehör



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Gipstrimmer der Spitzenklasse
- volldiamantierte Schleifscheibe, Ø 300 mm
- 3000 min⁻¹
- 1200-Watt Hochleistungsmotor
- umfassende Erweiterungsmöglichkeiten
- hochwertiges, kunststoffpulverbeschichtetes Gehäuse
- umsetzbarer Abflusssutzen für leichte Installation
- erweiterbar durch Schleifvorrichtung und/oder Richtlicht für 3D-Trimmen – und damit bestens geeignet für Kieferorthopädie
- Schleifvorrichtungen KMS sind auch in der Schweizer- u. EOS-Ausführung lieferbar

www.wassermann-dental.com

● OBCINARKA DO MODELI HSS-88

Klasyczna obcinarka "na mokro"



Technische Informationen

Kraftvoll, flexibel und langlebig: Aus gutem Grund ist der vielseitige HSS-88 Wassermanns meistverkaufter Trimmer. Denn durch seinen durchzugs- und drehmomentstarken und dank seiner speziellen Kurzschlussläufertechnik dabei vollkommen verschleiß- und wartungsfreien 1000-Watt-Motor garantiert er höchste Schleifgeschwindigkeiten. Zusätzlich ist der HSS-88 auch besonders flexibel, denn er lässt sich mit allen von Wassermann angebotenen Schleifscheiben und der KFO-Ausstattung einsetzen. Da die Motorkühlung über den Außenmantel erfolgt, ist eine Verschmutzung des Motors ausgeschlossen. Und dass der Trimmer ebenso geräuscharm wie vibrationsfrei läuft, versteht sich bei Wassermann ohnehin von selbst.

- vielseitiger, leistungsstarker Nasstrimmer
- alle Wassermann Schleifscheiben verwendbar
- höchste Schleifgeschwindigkeit mit 3000 min⁻¹
- sehr drehmomentstarker und wartungsfreier Motor, spritzwassergeschützt nach IP 54
- stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnungen – dadurch kein Überlaufen des Wassers
- serienmäßig mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung ausgestattet
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- großer Arbeitsausschnitt von 10,5 x 14,5 cm

Dane techniczne i dodatki

HSS-88 ohne Schleifscheibe	Artikel Nr.: 168997
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	4,6 A
Leistung	1000 W
Maße B x H x T	330 x 335 x 410 mm
Gewicht	19,8 kg
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Betriebsart	S6 - 40 %
Tischmaß vorstehend	120 mm

HSS-88 inkl. Schleifscheibe	Artikel Nr.:
inkl. Diamantschleifscheibe	168998
inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	168996
inkl. Korundschleifscheibe	168999
inkl. Folienschleifscheibe	168991

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Schrägaufgabe	168037
Zufussschlauch 1 m	320006
Abflussschlauch 1 m	320017
Zubehör	Artikel Nr.:
Umrüstsatz für HSS-88, Dia-Quick- u. Folienschleifscheibe	168071
Schleifvorrichtung KMS nach B.E.G.G.	168080
Richtlicht GTE	168081
Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	168082
Wandkonsole	168056
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abrichtapparat zum Aufräumen von Korundschleifscheiben	710001
Ersatz-Diamantschleifscheibe, inkl. Abzieher und Fett	168063
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert, inkl. Fett	162063
Ersatz-Korundschleifscheibe, inkl. Abzieher und Fett	168024
Ersatz-Folienschleifscheibe, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162023
Abzieher für Schleifscheibenwechsel	164026

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



HSS-88 mit KFO-Sonderzubehör



HSS-88 mit Schrägaufgabe



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- meistverkaufter Trimmer von Wassermann Dental-Maschinen
- alle Wassermann Schleifscheiben und KFO-Ausstattung verwendbar
- 3000 min⁻¹
- leistungsstarker 1000-Watt-Motor
- umfassende Erweiterungsmöglichkeiten
- Schleifvorrichtungen KMS sind auch in der Schweizer- u. EOS-Ausführung lieferbar

www.wassermann-dental.com

● OBCINARKA DO GIPSU HSS-AZ oraz HSS-ZA

Odpowiedni szlif dla każdej pracowni



HSS-AZ



HSS-ZA

Technische Informationen

Ob als leistungsstarker Nasstrimmer HSS-AZ oder perfekter Kombitrimmer HSS-ZA mit zusätzlicher Polierspindel: Exzellente Arbeitsergebnisse beim Bearbeiten zahntechnischer Modelle sind bei beiden Geräten garantiert. Dafür stehen nicht nur die besonders durchzugs- und drehmomentstarken Motoren, sondern auch die vollkommen verschleiß- und wartungsfreie Kurzschlussläufer-technik. Ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht den alternativen Einsatz der beidseitig verwendbaren und besonders aggressiven Folienscheibe bzw. der segment-diamantierten Dia-Quick-Schleifscheibe. Da die Motorkühlung über den Außenmantel erfolgt, ist eine Verschmutzung des Motors ausgeschlossen. Selbstverständlich sind beide Geräte geräuscharm und vibrationsfrei.

- leistungsstarke Nasstrimmer, HSS-ZA zusätzlich mit Polierspindel ausgestattet
- höchste Schleif- bzw. Poliergeschwindigkeiten (HSS-AZ: 3000 min⁻¹), (HSS-ZA, 2 Schaltstufen: 1500 und 3000 min⁻¹)
- alternativer Einsatz der aggressiven Folienscheibe oder der segment-diamantierten Dia-Quick-Schleifscheibe
- stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnungen – dadurch kein Überlaufen des Wassers
- HSS-AZ serienmäßig mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- spritzwassergeschützt nach IP 54

● Dane techniczne i dodatki

HSS-AZ inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 162996
HSS-ZA inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 161997*
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	3,0 A, 3,5 A*
Leistung	750 W
Maße B x H x T	290 x 320 x 380 mm 300 x 315 x 480 mm*
Gewicht	19,2 kg, 19,6 kg*
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	3000 min ⁻¹ , 1500 / 3000 min ⁻¹ *
Betriebsart	S6 - 40 %
Tischmaß vorsteh.	120 mm
Spindelhöhe*	170 mm*
Tiefe mit Spindel*	525 mm*

HSS-AZ inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 162997
--	---------------------

HSS-ZA inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 161996
--	---------------------

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Schrägauflege	168037
Zufussschlauch 1m	320006
Abflussschlauch 1m	320017
Bürstenspindel links*	152025

Zubehör	Artikel Nr.:
Wandkonsole (HSS-AZ)	168056
Poliertrog mit Absaugstutzen*	143130
Poliertrog ohne Absaugstutzen*	143140
Poliertrogsockel komplett*	161115
Bürstenspindel links*	152025
Bürstenspindel links (lange Ausführung)*	152044
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe feild., inkl. Fett	162063
Ersatz-Folienschleifscheibe, 1 Satz=4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, 1 Satz=4 Stück, inkl. Fett	162023
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abzieher für Schleifscheibenwechsel	164026

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



1
HSS-AZ (1-2)



3
HSS-ZA (3-5)



Die wichtigsten Features auf einen Blick

- leistungsstarke Nass- bzw. Kombitrimmer
- Folienscheibe und segment-diamantirierte Dia-Quick-Schleifscheibe verwendbar
- höchste Schleif- bzw. Poliergeschwindigkeiten
- leistungsstarke Motoren mit Kurzschlussläufertechnik

www.wassermann-dental.com

WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN

● Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com

● Obcinarki do gipsu razem z tarczami

HSS-99 inkl. Diamantschleifscheibe	Artikel Nr.: 164998
HSS-88 inkl. Diamantschleifscheibe	Artikel Nr.: 168998
HSS-88 inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 168996
HSS-88 inkl. Korundschleifscheibe	Artikel Nr.: 168999
HSS-88 inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 168991
HSS-AZ inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 162997
HSS-AZ inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 162996
HSS-ZA inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 161996
HSS-ZA inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 161997



HSS-99



HSS-88



HSS-AZ



HSS-ZA

Schleifscheibe	Artikel Nr.:
Ersatz-Diamantschleifscheibe für HSS-99, ganzflächig diamantiert, inkl. Abzieher und Fett	164063
Ersatz-Diamantschleifscheibe für HSS-88, ganzflächig diamantiert, inkl. Abzieher und Fett	168063
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe für HSS-88 / -AZ / -ZA, teildiamantiert, inkl. Fett	162063
Ersatz-Korundschleifscheibe für HSS-88, 10 mm stark, inkl. Abzieher und Fett	168024
Ersatz-Folienschleifscheibe für HSS-88 / -AZ / -ZA, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, für HSS-88 / -AZ / -ZA, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162023
Umrüstsatz für HSS-88 für Dia-Quick- und Folienschleifscheibe, inkl. Dichtfett und Abzieher für Schleifscheibenwechsel	168071

Mit den Diamant-Schleifscheiben lassen sich selbst härteste Gipse spielend leicht trimmen – mit wenig Druck, aber viel Zeitersparnis.

Die Dia-Quick-Schleifscheibe für den HSS-AZ/-ZA und HSS-88

- segment-diamantiert, aufgebracht in Inselform
- maximale Sicherheit durch elektronisch gewuchteten Stützträger



Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert

Die Diamant-Schleifscheibe für den HSS-88 und HSS-99

- völdiamantiert für seidig-glatte Oberflächen – trotz der aggressiven Schleifleistung immer plane Modellflächen
- Grob- und Feinschliff in einem Arbeitsgang
- extrem lange Lebensdauer – flächendeckend stützen sich die Diamanten gegenseitig und sind so vor dem Ausbrechen geschützt
- hervorragende Einsatzmöglichkeiten in der KFO

www.wassermann-dental.com